

VIZSGÁLATI MEGRENDELŐ (parazitológiai vizsgálathoz)

Laboratórium iktatószáma:	Laboratóriumba érkezés ideje:	Mintaátvevő aláírása:
Ügyfél adatok: Állattartó:név/ cím/ adószám tenyészet kód/ FELIR azonosító		
Kapcsolattartó adatok: név/ e-mail/ telefonszám		
Mintavétel helye, ideje:		
Beküldő állatorvos adatai: név/ cím/ elérhetőség FELIR azonosító/ hiv.szám		
Költségviselő adatai: (ha más, mint az ügyfél):		

Minta megnevezése (állatfaj, minta típusa) :	
Minta darabszáma:	Minta jelzése(i):
Megrendelt vizsgálatok: Felszindúsítás <input type="checkbox"/> Ülepítésez dúsítás <input type="checkbox"/> Lárvaizolálás <input type="checkbox"/> (X jelölés)	
(vizsgálat oka): (rutin felmérő vizsgálat) (métély fertőzész gyanú) (tüdőférgesség gyanú) <input type="checkbox"/> VP3-14.1.3 – 22 kódszámú „Kiskérődző állatjóléti támogatás” keretében végzett vizsgálat Egyéb megrendelt vizsgálat, kórelőzmény:	

Kelt.: 20.....

Megrendelő aláírása
Állatorvos aláírása

TÁJÉKOZTATÓ

A **VP3-14.1.3 – 22** kódszámú „**Kiskérődző állatjóléti támogatás**” kötelezően megvalósítandó támogatott tevékenységek IV. pontja szerinti: **Endoparazita (belső élősködők) fertőzöttség ellenőrzésének végrehajtására.**

A vizsgálatok célja:

Állományszintű kvalitatív (minőség szerinti) és kvantitatív (mennyiségi) vizsgálat a parazita fertőzöttség felderítésére és a gyógykezelés irányára.

Vizsgálat tárgya:

Tüdőférgesség, gyomor és bélférgesség, mételyfertőzöttség felderítése.

Javasolt vizsgálati módszer:

Lárvaizolálás + felszindúsítás + ülepítés

A vizsgálandó állatok:

A támogatásra jogosult állatpopuláció tartási és korcsoport valamint termelési egységenkénti csoportjai.

Javasolt mintavételi alapelvek:

A parazitás fertőzöttség megállapításához a frissen ürített bélsárminta vizsgálat a legalkalmasabb. A friss bélsarat olyan jól zárható dobozba, tégelybe vagy nejlon zacskóban célszerű gyűjteni mely alkalmas annak szállítására és megakadályozza a bélsár kiszáradását. A bélsár mintákat a gyűjtést követően minél előbb juttassuk el a vizsgáló laboratóriumba. Ha erre nincs lehetőség, akkor a bélsármintát a laborba szállításig tároljuk hűtőszekrényben 4-8°C-fokon, de soha ne fagyasszuk le. A bélsár kiszáradásának megelőzése céljából kevés vizet adhatunk a mintákhoz. A mintákat egyértelmű, lemoshatatlan, jól azonosítható jelöléssel kell ellátni.

A mintákat kísérőirattal kell ellátni, melyen fel kell tüntetni:

- A tenyésztő TIR azonosítóját (Tenyészet kódját)
- Állattartó nevét, címét, elérhetőségét (mobiltelefon, email), FELIR azonosítóját
- Állattartó telep nevét, címét
- A minták számát, azonosítóját, a mintavételre került állatok korcsoportját, termelési állapotát
- A beküldő állatorvos nevét, elérhetőségét, FELIR azonosítóját
- Mintavétel idejét

A minta vételezés javasolt kivitelezése:

Néhány egyedi minta nem ad általános képet a tenyészet parazitás fertőzöttségéről ezért nagyobb állatcsoportonként, nyájanként, istállóknként, kor és ivarszerinti csoportonként az átlagos fertőzöttség felmérése céljából az állomány 10%-ának megfelelő létszám után 50 egyedenként 1-1 legalább 25-30 grammnyi (evőkanálnyi) kevertmintát kell gyűjteni. 50 egyed alatti állományok esetében legalább két minta vizsgálata ajánlott.

(Példa: 500db-os állomány esetén 50db egyedből javasolt bélsármintát gyűjteni, úgy, hogy ebből 10 kevert (5-5 állatból származó) mintát képezünk.

Ebből a laboratórium 10x3 vizsgálatot fog elvégezni.)

A mintákat tavasszal, kihajtás előtt, és ősszel a behajtás előtt közvetlenül, az antiparazitikus kezelések megelőzően kell gyűjteni és vizsgálatra küldeni.

A mintavételt a pihenő, fekvő állatcsoportok megmozgatását követően haladéktalanul el kell végezni lehetőleg minél nagyobb területről és minél több helyről egy-egy bélsár bogyó, kisebb bogyó csomók összegyűjtésével (mintánként 25-30 grammnyi bélsár).